

# COQUELUCHE: QUE SI QUE NO

Laboratorio Nacional de Referencia Pertussis. Argentina


## Diagnóstico Molecular y Microbiológica Muestra clínica recomendada

Que si	Que No
Aspirado Nasofaringeo	Aspirado Nasal y/o Faringeo



Aquí está B. pertussis

Muestra Aceptable	NO
Hisopado Nasofaringeo con hisopos de dacron o nylon	Hisopos de algodón Hisopos de alginato de calcio



Aquí está B. pertussis

No Nasal No faringeo No bucal

# COQUELUCHE: QUE SI QUE NO

Laboratorio Nacional de Referencia Pertussis. Argentina

## Toma de muestra clínica

Que si	Que No
Tomar la muestra clínica antes de la indicación de tratamiento con antibióticos	Tomar la muestra varios días después de iniciado el tratamiento con antibióticos


No tomar la muestra en el mismo lugar en que se aplican las vacunas anti coqueluche en cualquiera de sus presentaciones.

El personal encargado de la toma de muestra, durante el procedimiento debe estar provisto de barbijo, guantes, gafas y guardapolvo. Entre toma y toma de muestra, el personal encargado debe cambiar guantes

La toma debe realizarse en lugar de poca circulación

## Tiempo óptimo de toma de muestra clínica

Comienzo sint. Tiempo óptimo para el diagnóstico en semanas



# COQUELUCHE: QUE SI QUE NO

Laboratorio Nacional de Referencia Pertussis. Argentina

---

Para la toma de muestra se recomienda seguir los instructivos incluidos en la página web [www.vacunas-vacsal.org.ar](http://www.vacunas-vacsal.org.ar) en la solapa LNR

## Conservación de la muestra clínica

Conservar la muestra en heladera hasta la derivación o el procesamiento. No freezar

## Derivación de la muestra clínica

La muestra debe ser derivada refrigerada, cumpliendo las normas de bioseguridad y acompañada de la ficha epidemiológica completa

No derivar la muestra en jeringa con aguja ni en sonda.

Cuando se realiza el aspirado nasofaríngeo se recomienda descargar el material aspirado en un tubo limpio y estéril con buen cierre

Los tubos conteniendo la muestra deben estar adecuadamente rotulados. El rótulo debe permitir asociar la muestra a una ficha epidemiológica específica.

COQUELUCHE:QUE SI

QUE NO

Laboratorio Nacional de Referencia Pertussis. Argentina

---

Coqueluche LNR